

# お知らせ

2022年 3月 23日 **日本紙通商株式会社** 

Coordinate by NPT -

銅イオンをプラスした機能性シート(抗ウイルス・抗菌・消臭・抗アレルゲン)使用 医療用マスク『Cu-TOPサージカルマスク』を発売 ~日本産業規格【JIS T9001 医療用クラスⅢ適合~

日本製紙グループの日本紙通商株式会社[住所:東京都千代田区神田駿河台4-6 代表取締役社長:齊藤晴則、(以下、当社)]は、医療用マスク『Cu-TOP サージカルマスク』を、3月25日から数量限定で発売します。

『Cu-TOP サージカルマスク』は、日本製紙株式会社が開発した抗ウイルス性能を付与できる機能性シート"Cu-TOP"不織布をはじめ、厳選した国内メーカー素材を使用しています。国内マスク性能の指標、日本産業規格(JIS T9001 医療用マスク)において、最上位品質(注)のクラスⅢ適合と審査されました。

(注)医療用マスクは、一般医療、介護などに従事する方々が使用するマスクについて規定しています。医療用マスクに必要な捕集機能、人工血液バリア性について、3 つのクラスに分類され、通気性、安全・衛生項目は共通の規定があります。

日本製紙グループは、「木とともに未来を拓く」とのスローガンを掲げており、これまでに培ってきた技術を生かし、人々の豊かな暮らしの文化の発展に貢献する事業展開を進めています。当社もその一員として、新たな価値の提供に取り組み、医療そして介護に従事する方々だけでなく一般の皆様にも広くご使用いただける高品質なマスクの開発・販売に取り組みます。

#### <Cu-TOP 商品写真>







# ●商品名/個装入数

商品名	サイズ	パッケージ	入数	適合 JIS	生産地
CU-TOP		Max	16 箱/cs	JIS T9001	
SURGICALMASK	ふつう	ULTUL 銅イオンサ	(25 枚/箱)	医療用	日本
ふんわり		ふんわり 肌がたりまらか アフフタル 和しつもころではのマンム 4 層間道	400 枚	クラスⅢ	

- ※ケース単位での販売となります。購入、事前予約等、詳しくは、お問い合わせください。
- ●発売日 2022年3月25日
- ●販売店 日本紙通商株式会社 生活産業資材本部ヘルスケア商品部
- 事業者向け会員制オンラインショップ"KAMITSUSHO. COM"(https://kamitsusho.com/)

#### ■製品特徴

1、日本製紙開発の機能性シート*Cu---。P*(シー・ユー・トップ)不織布を使用 紙の原料であるセルロースの表面に銅イオンを結合させた不織布で以下の 4 つの活 性が確認されています。

<機能性シートがもたらす、4つの機能>

- •抗ウイルス:1 分間でのウイルス減少率 99% (JIS L1922 を参考に試験)
- •抗菌: 菌の増殖を 99.9%以上抑制 (JIS L1902)
- •消臭:アンモニア、硫化水素などの臭気を低減 (一般社団法人繊維技術評議会の定める消臭性試験)
- •**抗アレルゲン**:スギ花粉、ダニなどを減少(サンドイッチ ELISA 法)
- 2、日本産業規格(JIS T9001 医療用マスク)、最上位品質のクラスⅢ適合

日本産業規格 JIS T 9001								
医療用マスク クラス III 規格適合番号 M32111017								
適合番号発行元:JHPIA								
試験項目						安全衛生		
試験項目 <sup>規格値</sup>						安全衛生 •通気性		

PFE:微小粒子捕集効率

BFE:バクテリア飛まつ捕集効率

VFE:ウイルス飛まつ捕集効率

※テスト機関:

一般財団法人カケンテストセンター

※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません

- 3、こだわりの国内メーカー、リップフィルター(口元素材)を使用
- **ふんわりタイプ**: ふんわりと頬をやさしく包み込んでくれるような柔らかな口元素材を採用。肌あたりが優しく、ストレスを感じにくく、快適に過ごせます。
- 4、環境に配慮し、最小限の資材を使用 包装用フィルムは使用せず、外箱には、森林認証紙を使用した化粧箱を採用



### ■ Coordinate by NPT のコンセプトについて

より良い素材(製品)と紙(パッケージ)を日本紙通商(NPT)がコーディネートし、新たな商品を提案すると共に新規事業への展開、マーケットの発掘を目指します。

# <今回の主なコーディネート内容>

- ・マスク素材・・・CU-TOP 不織布 (開発商材) 日本製紙株式会社
- ・マスク化粧箱(外装)・・・JETエースW 350g/m (森林認証紙) 日本製紙株式会社 その他、各素材は、国内メーカー品を使用しております。

販売に関するお問い合わせ (お客様窓口)TEL 03-6260-8567 本件に関するお問い合わせ (ヘルスケア商品部)TEL 03-6665-7386

以上